

Purelet.S

ピュアレット



ピュアレットSパウチ消臭
〈消臭剤配合タイプ〉
300mL

ピュアレットSパウチ消臭 ミントの香り

特長1 高い除菌効果とウイルス除去効果

▶ エタノール・有機酸塩・アルカリ剤の相乗効果で細菌だけでなくウイルスも除去できます。

特長2 ダブル消臭効果

▶ トイレの嫌なニオイを、ミントの香りによるマスキング効果と臭気中和テクノロジーのダブル効果で消臭します。

特長3 簡単ですばやい拭き上がり

▶ エタノールベースなので、便座に残った汗や脂分を簡単に除去し、すばやく乾燥します。

特長4 安全性

▶ ご使用後の残留成分はほとんどありませんので、長期間のご使用で便座を傷めることはありません。また暖房便座にも使用可能です。



ピュアレットSパウチ
300mL

ピュアレットSパウチ ピュアレットと同処方のパウチです

特長1 高い除菌効果

▶ エタノールと界面活性剤の効果で細菌をすばやく除菌します。

特長2 簡単ですばやい拭き上がり

▶ エタノールベースなので、便座に残った汗や脂分を簡単に除去し、すばやく乾燥します。

特長3 安全性

▶ ご使用後の残留成分はほとんどありませんので、長期間のご使用で便座を傷めることはありません。また暖房便座にも使用可能です。

ピュアレットSディスペンサー

特長1 スリム&スタイリッシュ

▶ 奥行80mmのスリムボディーに、上質感のあるスタイリッシュデザイン。


特長2 盗難・いたずら防止（キー付）

▶ 本体開閉用の専用キー付なので、パウチの盗難やいたずらを防止できます。




ピュアレットSディスペンサー

使用方法



1 トイレtp>紙>を適量取ります。



2 プッシュボタンを3回押し、トイレットペーパーにクリーナーを充分取ります。



3 便座を拭きます。
※トイレットペーパーは、そのまま便器に流します。

※ピュアレットS消臭をご使用の場合：ニオイが気になるときにプッシュボタンを押してトイレットペーパーにクリーナーを噴霧蒸散させると消臭効果が得られます。

ピュアレットS

除菌・ウイルス除去データ

●高いウイルス除去効果を確認しています。

ウイルス除去性試験 ピュアレットSパウチ消臭

ウイルスの種類	接触時間	
	30秒	1分
エンベロープのないウイルス	99.99%以上	99.99%以上

試験機関：(一財)北里環境科学センター


●グラム陰性菌／グラム陽性菌に対する高い除菌効果を確認しています。

除菌性試験 ピュアレットSパウチ消臭 ピュアレットSパウチ

細菌の種類	接触時間	
	30秒	1分
グラム陰性菌	99.999%以上	99.999%以上
グラム陽性菌	99.999%以上	99.999%以上

試験機関：(一社)日本油科検定協会

パウチの取付方法



商品仕様

商品名	ピュアレットSパウチ消臭	荷姿	300mLパウチ×12本/ケース	バーコード	本体：4536735181319 ケース：14536735181316
液性	弱アルカリ性	本体サイズ	幅110×奥行40×高さ103 (mm)	積段数	18段
成分	エタノール、有機酸塩、アルカリ剤、香料、精製水	商品コード	5948212		
商品名	ピュアレットSパウチ	荷姿	300mLパウチ×12本/ケース	バーコード	本体：4536735181005 ケース：14536735181002
液性	中性	本体サイズ	幅110×奥行40×高さ103 (mm)	積段数	18段
成分	エタノール、界面活性剤、精製水	商品コード	5883068		
商品名	ピュアレットSディスペンサー	本体サイズ	幅150×奥行80×高さ150 (mm)	バーコード	小箱：4536735181043 ケース：14536735181040
荷姿	1台×12/ケース	商品コード	5883105	積段数	6段

シーバイエス株式会社

●本社/〒231-0023 横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。